



JOBST® FarrowWrap®
egyedi igényre állítható kompressziós eszköz

KOMPRESSZIÓ, AMI ALKALMAZKODIK AZ ÉLETMÓDHOZ

A JOBST® FarrowWrap® állítható kompressziós eszközcsalád lehetővé teszi, hogy magabiztosan kezelje a saját ödémáját – egyszerűen és hatékonyan.

Tartós anyagainak köszönhetően segít csökkenteni a végtagduzzanatot és fenntartani a térfogatcsökkenést.

MAGABIZTOS ALKALMAZÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

- ✓ Az állítható VELCRO® pántok lehetővé teszik az egyszerű és magabiztos reagálást a változó ödémaszintekre a nap folyamán. Egyszerűen húzza meg vagy lazítsa meg a pántot, amikor szükséges. A tépőzáras keresztszalagokat enyhe, kb. 15%-20%-os előfeszítéssel helyezze fel.
- ✓ A JOBST® FarrowWrap® úgy lett megtervezve, hogy könnyen felhelyezhető legyen, miközben biztosítja a többrétegű pólyázás minden előnyét – a bonyolult tekerés nélkül.
- ✓ A pántok átfedő kialakítása nemcsak a szükséges tartást biztosítja az ödéma kezeléséhez, hanem segít csökkenteni a duzzanat kialakulásának kockázatát a pántok közötti területeken is.
- ✓ Kompressziót mindig a lábtól kell indítani, tehát ott kell a legszorosabb legyen, majd felfelé haladva egyre kisebb kompressziót kell alkalmazni.



INTUITÍV FELHELYEZÉSI
RENDSZER



ÁLLÍTHATÓ

A VELCRO® TÉPŐZÁRAS
PÁNTRENDSZER



DISZKRÉT

ALACSONY PROFILÚ
KIALAKÍTÁS

ELÉRHETŐ MODELLEK



COMB



TÉRD



LÁBSZÁR



LÁB



NÉZZE MEG
TERMÉKFELHELYEZÉSI
VIDEÓNKAT!

Lépjen a személyre szabott kompresszió felé!

Miért jó a JOBST® FarrowWrap® kompressziós terápia?



Egyszerű felvenni – nem kell hozzá erő.

A tépőzáras kialakítás miatt bárki könnyedén fel tudja venni, még akkor is, ha a hagyományos harisnyával nehézségei vannak.



Állítható kompresszió – megfelelő szorosság.

A szalagokkal a kompresszió naponta, otthon is pontosan beállítható, így követi az ödéma változását.



Kényelmes és diszkrét.

Vékony, légáteresztő anyagból készült, ruhával együtt is kényelmesen viselhető.



Higiénikus és tartós.

Mosható, gyorsan szárad, hosszú távon is megbízható.



Klinikai eredményekkel igazolt.

A betegek 85%-a könnyen eléri a megfelelő kompressziót vele – bizonyítottan hatékony az ödéma csökkentésében. *



II-es kompressziót (20-30 Hgmm) biztosít a lábnak és a bokának, miközben a boka felett nem kompressziós bélésként funkcionál.

- Könnyen felvehető.
- Puha, komfortos anyag a mindennapi használatra.
- Légáteresztő.
- Cipővel kényelmesen viselhető.
- Mosógépben mosható 40 fokon.
- 1 csomagban 1 pár található.



Cikkszám	Áru megnevezése	Körméret (cm)	Cipő mérete	Csomag tartalma
JOBST Farrow Hybrid kompressziós harisnya normál				
7666400	FHY AD1 kompressziós harisnya S (standard)	cA 20-27	35-38	1 pár
7666401	FHY AD1 kompressziós harisnya M (standard)	cA 20-27	38-41	1 pár
7666402	FHY AD1 kompressziós harisnya L (standard)	cA 20-27	41-44	1 pár
7666403	FHY AD1 kompressziós harisnya XL (standard)	cA 20-27	44-46	1 pár
JOBST Farrow Hybrid kompressziós harisnya szélesített				
7666412	FHY AD1 kompressziós harisnya S (szélesített)	cA 28-35	35-38	1 pár
7666413	FHY AD1 kompressziós harisnya M (szélesített)	cA 28-35	38-41	1 pár
7666414	FHY AD1 kompressziós harisnya L (szélesített)	cA 28-35	41-44	1 pár
7666415	FHY AD1 kompressziós harisnya XL (szélesített)	cA 28-35	44-46	1 pár





JOBST® FARROWWRAP® LITE

Enyhébb esetekhez



Kényelmes, állítható kompressziós eszköz. Enyhe vagy közepes lábdagadásra, nyirokpangásra, lábszárfekélyre. (1-2. stádium)

- Tépőzáras, könnyen felvehető, és állítható.
- Puha komfortos belső réteg mindennapi használatra.
- Nem csúszik le járás közben.
- Mosógépben mosható 30 fokon.
- Testszínű, diszkrét viselet.
- Légáteresztő.
- Jobb/bal oldali kivitelben is elérhető.
- 1 db alábélelő harisnyát tartalmaz.



Cikkszám	Áru megnevezése	Körméret (cm)	Hosszméret (cm)	Csomag tartalma
JOBST FarrowWrap Lite combra normál vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 1-2. stádium / CEAP 4-5-6				
7665500	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra XS (reg.)	cG 60-70, cE 47-52, cC 36-43	LE-G 21-26	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665501	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra S (reg.)	cG 65-75, cE 53-59, cC 42-50	LE-G 21-26	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665502	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra M (reg.)	cG 70-80, cE 60-66, cC 48-58	LE-G 21-26	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665503	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra L (reg.)	cG 75-90, cE 67-73, cC 53-63	LE-G 21-26	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665504	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra XL (reg.)	cG 85-100, cE 74-80, cC 58-68	LE-G 21-26	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
JOBST FarrowWrap Lite combra rövid vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 1-2. stádium / CEAP 4-5-6				
7665505	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra XS (röv.)	cG 60-70, cE 47-52, cC 36-43	LE-G 16-20	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665506	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra S (röv.)	cG 65-75, cE 53-59, cC 42-50	LE-G 16-20	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665507	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra M (röv.)	cG 70-80, cE 60-66, cC 48-58	LE-G 16-20	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665508	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra L (röv.)	cG 75-90, cE 67-73, cC 53-63	LE-G 16-20	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665509	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra XL (röv.)	cG 85-100, cE 74-80, cC 58-68	LE-G 16-20	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
JOBST FarrowWrap Lite combra hosszú vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 1-2. stádium / CEAP 4-5-6				
7665510	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra XS (hossz.)	cG 60-70, cE 47-52, cC 36-43	LE-G 27-31	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665511	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra S (hossz.)	cG 65-75, cE 53-59, cC 42-50	LE-G 27-31	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665512	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra M (hossz.)	cG 70-80, cE 60-66, cC 48-58	LE-G 27-31	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665513	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra L (hossz.)	cG 75-90, cE 67-73, cC 53-63	LE-G 27-31	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
7665514	FWR LITE Áll. kompr. eszköz combra XL (hossz.)	cG 85-100, cE 74-80, cC 58-68	LE-G 27-31	1 db térd, 1 db comb, 1 pár vastag alábélelő
JOBST FarrowWrap Lite lábszárra normál vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 1-2. stádium / CEAP 4-5-6				
7665400	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra XS (reg.)	cC 36-43, cB 21-25	LA-D 33-37	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7665401	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra S (reg.)	cC 42-50, cB 25-30	LA-D 35-39	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7665402	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra M (reg.)	cC 48-58, cB 30-36	LA-D 37-41	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7665403	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra L (reg.)	cC 53-63, cB 36-42	LA-D 39-43	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7665404	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra XL (reg.)	cC 58-68, cB 42-50	LA-D 39-43	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
JOBST FarrowWrap Lite lábszárra hosszú vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 1-2. stádium / CEAP 4-5-6				
7665405	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra XS (hossz.)	cC 36-43, cB 21-25	LA-D 38-41	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7665406	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra S (hossz.)	cC 42-50, cB 25-30	LA-D 40-43	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7665407	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra M (hossz.)	cC 48-58, cB 30-36	LA-D 42-45	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7665408	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra L (hossz.)	cC 53-63, cB 36-42	LA-D 44-47	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7665409	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábszárra XL (hossz.)	cC 58-68, cB 42-50	LA-D 44-47	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
JOBST FarrowWrap Lite lábra hosszú vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 1-2. stádium / CEAP 4-5-6				
7665200	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra XS (hossz.)	cA 22-24	Lx 18-19	1 db FW
7665201	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra S (hossz.)	cA 25-27	Lx 19-20	1 db FW
7665202	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra M (hossz.)	cA 28-30	Lx 21-22	1 db FW
7665203	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra L (hossz.)	cA 31-34	Lx 22-23	1 db FW
7665204	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra XL (hossz.)	cA 35-40	Lx 24-25	1 db FW
JOBST FarrowWrap Lite lábra normál vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 1-2. stádium / CEAP 4-5-6				
7665205	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra XS (reg.)	cA 22-24	Lx 16-17	1 db FW
7665206	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra S (reg.)	cA 25-27	Lx 17-18	1 db FW
7665207	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra M (reg.)	cA 28-30	Lx 19-20	1 db FW
7665208	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra L (reg.)	cA 31-34	Lx 20-21	1 db FW
7665209	FWR LITE Áll. kompr. eszköz lábra XL (reg.)	cA 35-40	Lx 22-23	1 db FW





JOBST® FARROWWRAP® STRONG

Súlyosabb ödémára



Erős, állítható kompressziós eszköz.
Közepesen súlyos vagy súlyos lábdagadásra, nyirokpangásra, lábszárfekélyre.
(2–3. stádium)

- Tépőzáras, könnyen felvehető, és állítható.
- Erősebb kompresszió, hatékonyabb ödémacsökkentés.
- Puha, komfortos belső réteg mindennapi használatra.
- Légáteresztő.
- Nem csúszik le járás közben.
- Testszínű, diszkrét viselet.
- Mosógépben mosható 30 fokon.
- Normál és hosszított kivitelben is elérhető.
- 1 db alábélelő harisnyát tartalmaz.



Cikkszám	Áru megnevezése	Körméret (cm)	Hosszméret (cm)	Csomag tartalma
JOBST FarrowWrap Strong combra normál vénás lábszárfekély s v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7664900	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra XS (reg.)	cG 60-70, cE 47-52, cC 36-43	LE-G 21-26	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664901	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra S (reg.)	cG 65-75, cE53-59, cC 42-50	LE-G 21-26	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664902	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra M (reg.)	cG 70-80, cE 60-66, cC 48-58	LE-G 21-26	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664903	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra L (reg.)	cG 75-90, cE 67-73, cC 53-63	LE-G 21-26	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664904	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra XL (reg.)	cG 85-100, cE 74-80, cC 58-68	LE-G 21-26	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
JOBST FarrowWrap Strong combra rövid vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7664905	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra XS (röv.)	cG 60-70, cE 47-52, cC 36-43	LE-G 16-20	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664906	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra S (röv.)	cG 65-75, cE53-59, cC 42-50	LE-G 16-20	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664907	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra M (röv.)	cG 70-80, cE 60-66, cC 48-58	LE-G 16-20	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664908	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra L (röv.)	cG 75-90, cE 67-73, cC 53-63	LE-G 16-20	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664909	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra XL (röv.)	cG 85-100, cE 74-80, cC 58-68	LE-G 16-20	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
JOBST FarrowWrap Strong combra hosszú vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7664910	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra XS (hossz.)	cG 60-70, cE 47-52, cC 36-43	LE-G 27-31	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664911	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra S (hossz.)	cG 65-75, cE53-59, cC 42-50	LE-G 27-31	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664912	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra M (hossz.)	cG 70-80, cE 60-66, cC 48-58	LE-G 27-31	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664913	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra L (hossz.)	cG 75-90, cE 67-73, cC 53-63	LE-G 27-31	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
7664914	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra XL (hossz.)	cG 85-100, cE 74-80, cC 58-68	LE-G 27-31	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábélelő
JOBST FarrowWrap Strong lábszárra normál vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7664800	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra XS (reg.)	cC 36-43, cB 21-25	LA-D 33-37	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7664801	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra S (reg.)	cC 42-50, cB 25-30	LA-D 35-39	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7664802	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra M (reg.)	cC 48-58, cB 30-36	LA-D 37-41	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7664803	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra L (reg.)	cC 53-63, cB 36-42	LA-D 39-43	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7664804	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra XL (reg.)	cC 58-68, cB 42-50	LA-D 39-43	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
JOBST FarrowWrap Strong lábszárra hosszú vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7664805	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra XS (hossz.)	cC 36-43, cB 21-25	LA-D 38-41	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7664806	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra S (hossz.)	cC 42-50, cB 25-30	LA-D 40-43	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7664807	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra M (hossz.)	cC 48-58, cB 30-36	LA-D 42-45	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7664808	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra L (hossz.)	cC 53-63, cB 36-42	LA-D 44-47	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
7664809	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábszárra XL (hossz.)	cC 58-68, cB 42-50	LA-D 44-47	1 db FW, 1 pár vékony alábélelő
JOBST FarrowWrap Strong lábra hosszú vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7664609	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra XS (hossz.)	cA 22-24	Lx 18-19	1 db FW
7664600	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra S (hossz.)	cA 25-27	Lx 19-20	1 db FW
7664601	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra M (hossz.)	cA 28-30	Lx 21-22	1 db FW
7664602	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra L (hossz.)	cA 31-34	Lx 22-23	1 db FW
7664603	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra XL (hossz.)	cA 35-40	Lx 24-25	1 db FW
JOBST FarrowWrap Strong lábra normál vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7664604	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra XS (reg.)	cA 22-24	Lx 16-17	1 db FW
7664605	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra S (reg.)	cA 25-27	Lx 17-18	1 db FW
7664606	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra M (reg.)	cA 28-30	Lx 19-20	1 db FW
7664607	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra L (reg.)	cA 31-34	Lx 20-21	1 db FW
7664608	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz lábra XL (reg.)	cA 35-40	Lx 22-23	1 db FW

FARROWWRAP® 4000


Súlyosabb ödémára

Kompressziós osztály:
30 - 40 Hgmm



Közepesen súlyos vagy súlyos vénás- vagy nyirokpangás (2. és 3. stádium) Lábszárfekély (ulcus cruris).

- Nyiroködémához ideális – más kezelőeszközökkel is működik.
- Könnyen állítható, 4 keresztpánttal.
- Együtt változik az ödémával.
- Gyors felvétel, kényelmes belső béléssel.
- Nem csúszik le járás közben.
- Puha, komfortos belső réteg mindennapi használatra.
- Mosógépben mosható 30 fokon.
- Tartalmaz 1 db FarrowHybrid ADI kompressziós harisnyát.



Cikkszám	Áru megnevezése	Körméret (cm)	Hosszméret (cm)	Csomag tartalma
JOBST FarrowWrap 4000 lábszárra harisnyával vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7666100	FWR 4000 Áll. kompr. eszköz lábszárra XS	cC 28-38, cB 17-23	LB-D 30-33	1 db FW, 1 db Hybrid Wide M
7666101	FWR 4000 Áll. kompr. eszköz lábszárra S	Cc 32-48, cB 19-28	LB-D 30-33	1 db FW, 1 db Hybrid Wide M
7666102	FWR 4000 Áll. kompr. eszköz lábszárra M	cC 37-56, cB 25-37	LB-D 30-33	1 db FW, 1 db Hybrid Wide M
7666103	FWR 4000 Áll. kompr. eszköz lábszárra L	cC 43-67, cB 29-43	LB-D 30-33	1 db FW, 1 db Hybrid Wide M, 1 db vékony Wide L alábételő
7664904	FWR STRONG Áll. kompr. eszköz combra XL (reg.)	cG 85-100, cE 74-80, cC 58-68	LE-G 21-26	1 db comb, 1 db térd, 1 pár vastag alábételő
JOBST FarrowWrap 4000 lábszárra hosszú, harisnyával vénás lábszárfekély v. nyirokpangás 2-3. stádium / CEAP 4-5-6				
7666104	FWR 4000 Áll. kompr. eszköz lábszárra XS (hossz.)	cC 28-38, cB 17-23	LB-D 34-37	1 db FW, 1 db Hybrid Wide L
7666105	FWR 4000 Áll. kompr. eszköz lábszárra S (hossz.)	Cc 32-48, cB 19-28	LB-D 34-37	1 db FW, 1 db Hybrid Wide L
7666106	FWR 4000 Áll. kompr. eszköz lábszárra M (hossz.)	cC 37-56, cB 25-37	LB-D 34-37	1 db FW, 1 db Hybrid Wide L
7666107	FWR 4000 Áll. kompr. eszköz lábszárra L (hossz.)	cC 43-67, cB 29-43	LB-D 34-37	1 db FW, 1 db Hybrid Wide L, 1 db vékony Wide L alábételő

TIPPEK, A KOMPRESSZIÓS ÖNELLÁTÁSHOZ



VÁLASSZON MEGFELELŐ CIPŐT!

A biztonságos lábbeli fontos a botlás és esések kockázatának csökkentéséhez, valamint megkíméli a terméket felesleges kopástól. Manapság könnyű olyan cipőt találni, amely rugalmas anyagból készül, kényelmes, és divatosan is illeszkedik a kompressziós termékhez.



TISZTÍTSA A FARROWWRAP®-ET!

Mielőtt a terméket mosógépbe tenné, hajtsa vissza a VELCRO® tépőzáras részt önmagára, hogy elkerülje a hozzátapadást mosás közben. A termék használati útmutatójának követése segít meghosszabbítani a FarrowWrap® élettartamát.



FIGYELJEN AZ ÉTKEZÉSRE!

Bár nincs bizonyított specifikus diéta a krónikus ödéma kezelésére, az egészséges és kiegyensúlyozott étrend általánosan ajánlott. Az elhízás tovább ronthatja a már meglévő nyirokódémát.



SZERESSE A BŐRÉT!

Tartsa a bőrét megfelelően hidratáltan bőrpuhító krémekkel, mert a száraz vagy repedezett bőr növeli a fertőzések, például a cellulitisz kockázatát. Fontos, hogy az esetleges sebeket alaposan tisztítsa meg és megfelelő kötéssel fedje le, mielőtt kompressziót alkalmaznál.



Essity Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 51.
INFO: 06-80-20-10-20
E-mail: essity@essity.com

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!